



Twin Bridges Business Park
222 Salford Road
Salford, Greater Manchester M6 6PU, U.K.
Tel: +44(0)20 8691 1414 Fax: +44(0)20 8649 8570
E-mail: sales@sle.co.uk Website: www.sle.co.uk



COLLODION ADHESIVE

Data Sheet

SLE PRODUCT CODE B0005/10
Tubes of Colloidion Adhesive for EEGEP Stick-on electrodes. 10 Tubes in an airtight container.

SLE PRODUCT CODE B0005
Tubes of Colloidion Adhesive for EEGEP Stick-on electrodes. 20 Tubes in an airtight container.

SLE PRODUCT CODE B0005/ALV020
Tubes of Colloidion Adhesive for EEGEP Stick-on electrodes. 20 Tubes in an airtight container.

SLE PRODUCT CODE B0005/50
Tubes of Colloidion Adhesive for EEGEP Stick-on electrodes. 50 Tubes in an airtight container.

INDICATIONS

- 1) Use the applicator to hold the electrode in place.
- 2) Apply the SLE Colloidion Adhesive.
- 3) Press the button on the applicator to dry the Colloidion with air from the compressor.
- 4) Cut through the hole in the centre of the electrode via a syringe with an blunt needle (cautiously).

INGREDIENTS

Colloidion for permeable membranes
Diethylene Glycol

FLASH POINT

-45°C (minus forty five degrees Centigrade)
EXTINGUISHING MEDIA Water or Vaporising Liquids.
This product is immiscible in water

FIRST AID

- EYES** Irrigate thoroughly with water for at least 10 minutes. Obtain medical attention.
- LUNGS** Remove from exposure, rest and keep warm. In severe cases, or if exposure has been great, obtain medical attention.
- MOUTH** Wash out mouth thoroughly and give water to drink.
- SPILLAGE** Absorb on an inert absorbent, transfer to container and arrange removal by disposal company. Wash site of spillage thoroughly.

CONSIGNMENT BY AIRFREIGHT

Consignment must be subject to strict packing & certification rules for Hazardous Goods. This is charged extra.

CAUTIONS

This product is **Extremely Flammable**, use only in well ventilated areas, and away from sources of ignition.

May cause skin irritation.

Not to be used as a general adhesive.

Dispose of unused product in accordance with in house practice.

Use only as indicated.

COLLODION ADHESIVE

klæbemiddel Dataark

SLE-PRODUKTKODE B0005/10
Tuber Colloidion klæbemiddel for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 10 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-PRODUKTKODE B0005
Tuber Colloidion klæbemiddel for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-PRODUKTKODE B0005/ALV020
Tuber Colloidion klæbemiddel for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-PRODUKTKODE B0005/50
Tuber Colloidion klæbemiddel for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 50 tuber i en lufttæt beholder.

INDIKATIONER

- 1) Brug applikator til påklæbskabels-elektroder.
- 2) Påfør SLE Colloidion klæbemiddel.
- 3) Tryk på applikator-knappen for at tørre Colloidion med luft fra kompressoren.
- 4) Tref elektriske led gennem hullet i midten af elektroden via en sprøjte med en blød nål (forsigtigt).

INGREDIENSER

Colloidion for permeable membraner
Dietylenol

FLAMMEPUNKT

-45°C (minus femogtyve grader Celsius)
SLUKKEMIDDEL Vand, vandig opløsning eller foamingsmiddel.
Dette produkt er ikke blødbar med vand.

FØRSTEHJÆLP

- ØJNE** Skyl grundigt med vand i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp.
- LUNGER** Fjern fra udsættelse, hvil og hold varm. I alvorlige tilfælde, eller hvis der var alene udsættelse, søg læge hjælp.
- MUND** Skyl grundigt grundigt og giv vand at drikke.
- SPILD** Absorbér med hakket absorberingsmiddel, overfør til beholder og arrangér bortskaffelse af med bortskaffelsesfirma. Vask udsættelsesområdet grundigt.

VAREFØRSELSE VIA LUFTFRAGT

Alle Colloidion-varebæklæber er underlagt strenge pakningsog attestationsregler for Følgende Åreter. Dette betragtes ekstra.

FØRSGTIGT

Dette produkt er yderst brandfarligt og må kun bruges på veludfældede områder, væk fra antændelsesklider.

Kan forårsage hudirritation.

Ikke at blive brugt som en generel klæbemiddel.

Bortskaf ubrugt produkt i overensstemmelse med i hus praksis.

Brug kun som angivet.

COLLODION ADHESIVE

Informationsblad

SLE-PRODUKTKODE B0005/10
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 10 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-PRODUKTKODE B0005
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-PRODUKTKODE B0005/ALV020
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-PRODUKTKODE B0005/50
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 50 tuber i en lufttæt beholder.

INDIKATIONER

- 1) Brug applikator til påklæbskabels-elektroder.
- 2) Påfør SLE Colloidion klæbemiddel.
- 3) Tryk på applikator-knappen for at tørre Colloidion med luft fra kompressoren.
- 4) Kompressoren: Applikere elektriske led gennem hullerne i elektroden via en sprøjte med en blød nål (forsigtigt).

INGREDIENSER

Colloidion for permeable membraner
Dietylenol

ANDETÆNDNINGSPUNKT

-45°C (minus femogtyve grader Celsius)
SLUKKEMIDDEL Tort pulver, koldtvand eller vopnerende vætske.
Dette produkt er ikke blødbar med vand.

FØRSTEHJÆLP

- ØJNE** Skyl grundigt med vand i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp.
- LUNGER** Følgende: fjerne eksponering, vil og hold varm. Ved alvorlige tilfælde, eller om eksponering har været alvorlig, søg lægehjælp.
- MUND** Skyl munden grundigt og giv vand at drikke.
- SPILL** Absorbér med hakket absorberingsmiddel, overfør til beholder og arrangér bortskaffelse af med bortskaffelsesfirma. Vask udsættelsesområdet grundigt.

VAREFØRSELSE SOM FYRSGODS

Alle Colloidion-varebæklæber er underlagt strenge pakningsog attestationsregler for risikofyrt gods. Dette betragtes ekstra.

FØRSGTIGHET

Dette produkt er yderst brandfarligt og må kun bruges på veludfældede områder, væk fra antændelsesklider.

Kan forårsage hudirritation.

Ikke anvendes som en almindelig lim.

Kassera omtvandet produkt i enligst med interna praksis.

Anvædet endast enligt ved som angives.

ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΚΟΛΛΟΔΙΟ

Φύλλο δεδομένων

Κωδικός προϊόντος SLE Κολλόδια Κόλλας ως Κολλόδιο για ηλεκτροδίαση EEGEP
SLE-ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/10
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 10 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/ALV020
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/50
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 50 tuber i en lufttæt beholder.

Ενδείξεις

- 1) Χρησιμοποιήστε το εργαλείο εφαρμογής για να εφαρμόσετε το ηλεκτρόδιο στη θέση του.
- 2) Τυλίξτε το ηλεκτρόδιο με το Colloidion.
- 3) Πιέστε το κουπί του εργαλείου εφαρμογής για να στεγνώσει το Colloidion.
- 4) Βάλτε το ηλεκτρόδιο στο κέντρο του ηλεκτροδίου.

Υλικά

Colloidion for permeable membraner
Dietylenol

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΡΕΣ

-45°C (minus femogtyve grader Celsius)
ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/10
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 10 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005

Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/ALV020
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/50
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 50 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/10

Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 10 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005

Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/ALV020
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/50
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 50 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/10

Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 10 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/ALV020
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/50
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 50 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/10

Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 10 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/ALV020
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

ΠΡΟΔΥΚΤΩΚΟΔΕ B0005/50
Tuber Colloidion Adhesive for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 50 tuber i en lufttæt beholder.

COLLODION LIM

Dataark

SLE-PRODUKTKODE B0005/10
Tuber Colloidion lim for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 10 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-PRODUKTKODE B0005
Tuber Colloidion lim for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-PRODUKTKODE B0005/ALV020
Tuber Colloidion lim for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 20 tuber i en lufttæt beholder.

SLE-PRODUKTKODE B0005/50
Tuber Colloidion lim for EEGEP påklæbskabels-elektroder. 50 tuber i en lufttæt beholder.

INDIKATIONER

- 1) Brug en applikator til at holde elektroden på plads.
- 2) Brug SLE Colloidion-lim.
- 3) Tryk på knappen på applikatoren for at tørre Colloidion med luft fra kompressoren.
- 4) Tref elektriske led gennem hullerne i elektroden ved hjælp af en sprøjte med en blød nål (forsigtigt).

INGREDIENSER

Colloidion for permeable membraner
Dietylenol

FLAMMEPUNKT

-45°C (minus femogtyve grader Celsius)
SLUKKEMIDDEL Tort pulver, koldtvand eller foamingsmiddel.
Dette produkt er ikke blødbar med vand.

FØRSTEHJÆLP

- ØJNE** Skyl grundigt med vand i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp.
- LUNGER** Søg først til at eksponeringen ophører, så personen slapper af og boder seg varm. Ved alvorlig tilstand, eller hvis personen har været alvorlig, søg lægehjælp.
- MUND** Skyl munden grundigt og giv personen varm te at drikke.
- SPILL** Absorbér med hakket absorberingsmiddel, overfør til beholder og arrangér bortskaffelse af med bortskaffelsesfirma. Vask udsættelsesområdet grundigt.

RENSNING

Alle Colloidion-forsendelser skal pakkes og certificeres i henhold til strenge regler for farligt gods. Det pålægges en afgift for dette.

RENSNING

Dette produkt er yderst brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

RENSNING
Produktet er ekstremt brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

RENSNING
Produktet er ekstremt brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

RENSNING
Produktet er ekstremt brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

RENSNING

Dette produkt er yderst brandfarligt og må kun bruges på veludfældede områder, væk fra antændelsesklider.

RENSNING
Produktet er ekstremt brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

RENSNING
Produktet er ekstremt brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

RENSNING
Produktet er ekstremt brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

RENSNING

Dette produkt er yderst brandfarligt og må kun bruges på veludfældede områder, væk fra antændelsesklider.

RENSNING
Produktet er ekstremt brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

RENSNING
Produktet er ekstremt brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

RENSNING
Produktet er ekstremt brandfarligt. Væk fra antændelsesklider.

DISTRIBUTOR

COLLODION

Folha de Dados

CODIGO DE PRODUTO SLE B0005/10
Tubo de Adesivo Colódio para colar os eletrodos para o EEGEP. 10 tubos num recipiente hermeticamente fechado.

CODIGO DE PRODUTO SLE B0005
Tubo de Adesivo Colódio para colar os eletrodos para o EEGEP. 20 tubos num recipiente hermeticamente fechado.

CODIGO DE PRODUTO SLE B0005/ALV020
Tubo de Adesivo Colódio para colar os eletrodos para o EEGEP. 20 tubos num recipiente hermeticamente fechado.

CODIGO DE PRODUTO SLE B0005/50
Tubo de Adesivo Colódio para colar os eletrodos para o EEGEP. 50 tubos num recipiente hermeticamente fechado.

INDICAÇÕES

- 1) Utilize o aplicador para manter o eletrodo no lugar.
- 2) Aplique o Adesivo Colodium SLE.
- 3) Pina o budo que se encontra no aplicador para secar o Colodium.
- 4) Tref o cabo do eletrodo no centro do compressor.

INGREDIENTES

Colódio para membranas permeáveis
Éter Dietílico

PONTO DE INFLAMMAÇÃO

-45°C (quarenta e cinco graus centígrados negativos)
MEDO DE EXTINÇÃO Pó seco, Bóxido de Carbono ou Flúidos de Extinção.
Este produto não é miscível em água.

PRIMEIROS SOCORROS

- OLHOS** Irrigar imediatamente com água durante um mínimo de 10 minutos. Procurar assistência médica.
- PULMÕES** Interromper a exposição, manter a pessoa aquecida e em repouso. Em casos extremos, ou se a exposição tiver sido prolongada, procurar assistência médica.
- BOCA** Lavar a boca cuidadosamente e ingerir água a gosto.
- DERRAMAMENTOS** Absorver num absorvente inerte, transferir para um recipiente e organizar uma companhia especializada para a remoção e o resíduo. Lavar minuciosamente o local do derramamento.

REMESSA ENVIADA POR AVIÃO

Todos as remessas de Colodium estão sujeitas a rigorosas regulamentações de embalagem e certificação de Produtos Perigosos. Para tal, devemos uma unidade adicional.

PRECAUÇÕES

- Este produto é **Extremamente Inflamável**, utilizar apenas em áreas bem ventiladas, e longe de fontes de ignição.
- Pode causar irritação na pele.
- Não deve ser utilizada como um adesivo.
- Descarte do produto não utilizado em conformidade com a prática em casa.
- Use somente como indicado.